

\ 簡單5步驟 數據自動發送到 LINE ! /

# 隧道式血壓計 LINE 同步指南



MD-500



MD-510



讓您更了解自己的健康狀態

月付 \$29

加入官方LINE 同步血壓數據



# 智能血壓監測，健康隨時掌握

加入康定健康雲管家LINE官方帳號，插入健保卡並每日測量血壓，健康雲管家就會自動為您整理每日血壓報表，輕鬆掌握您的健康變化，還能透過LINE即時查看！

1 掃描QR CODE加入雲管家官方帳號



2 點選【加入好友】選項後，再點選【聊天】進入聊天室



3 插入健保卡後確認燈號由紅轉綠



4 點選左下角圖示切換成【輸入模式】



5 在輸入框中填寫【身分證字號】末三碼進行設定



當日測量數據

