

## 康定攜帶式生理監視器


- 快速、準確的量測
- 設計輕巧，攜帶方便
- 適合醫療院所、居家照護等



**MD-800**



**MD-810**



**MD-830**



# 攜帶式生理監視器 比較表



多功能生理監視器



二合一生理監視器



三合一生理監視器

型號	MD-800	MD-810	MD-830
量測參數	血氧、脈搏、非侵入式血壓、心電圖、二氧化碳、呼吸、溫度	血氧、脈搏、非侵入式血壓、溫度(選配)	血氧、脈搏、非侵入式血壓、心電圖、呼吸
顯示	彩色5.7吋 TFT 顯示螢幕(含波形)	大型 LED 顯示	彩色5.7吋 TFT 顯示螢幕(含波形)
血氧量測範圍	測量範圍:0% ~ 100% 準確性: 70% ~ 100% ± 2% 50 ~ 69 % ± 3 % < 50 % (未定義)	測量範圍:0% ~ 100% 準確性: 70% ~ 100% ± 2% 50 ~ 69 % ± 3 % < 50 % (未定義)	測量範圍:0% ~ 100% 準確性: 70% ~ 100% ± 2% 50 ~ 69 % ± 3 % < 50 % (未定義)
脈搏量測範圍	20 ~305 (下/每分鐘)	20 ~305 (下/每分鐘)	20 ~305 (下/每分鐘)
非侵入式血壓量測範圍	新生兒 30~150mmHg 成人 30~300mmHg 準確性 ± 5 mmHg	新生兒 30~150mmHg 成人 30~300mmHg 準確性 ± 5 mmHg	新生兒 30~150mmHg 成人 30~300mmHg 準確性 ± 5 mmHg
心電圖導程	導程 I , II , III	無	導程 I , II , III
溫度量測量測範圍(選配)	溫度: 20°C ~ 45°C 準確性: ±0.1°C	溫度: 20°C ~ 45°C 準確性: ±0.1°C	溫度: 20°C ~ 45°C 準確性: ±0.1°C
電池使用時間	4 小時	4 小時	4 小時
警報設定	有	有	有
交直流兩用	可	可	可
記憶容量	200 小時	200 小時	200 小時
資料傳輸	USB	USB	USB
電源系統	可拆式電池匣	可拆式電池匣	可拆式電池匣
重量	約1.5 kg (含電池匣)	約1.2 kg (含電池匣)	約1.3kg (含電池匣)
製造認證	CE <sub>2460</sub> QMS	CE <sub>2460</sub> QMS	CE <sub>2460</sub> QMS

許可證字號:衛部醫器製字第002916號

## 康定股份有限公司

23145 新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 1 號 7 樓

電話: (02) 2918-1266

傳真: (02) 2918-1277

網址: <http://www.comdek.com>

電子郵件: [medical@comdek.com](mailto:medical@comdek.com)